

Anticorpo Policlonale Anti-Ryr1 Per Wb, Elisa - P21817

Numero articolo: CM0020837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore della rianodina 1 (RYR1) umano. Validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per ricerche sulla contrazione muscolare, la segnalazione del calcio e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RYR1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
Specie	Umana
GeneID	6261
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 di RYR1 umano (NP_000531.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P21817
Peso proteico	565kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio