


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ryr2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

Numero articolo: CM0005542



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro il recettore della rianodina 2 (RYR2), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio cardiaco e l'aritmia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                  |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Nome prodotto       | RYR2 Rabbit mAb                         |
| Note / Alias        | RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS |
| Specie              | Uomo                                    |
| Gene ID             | 6262                                    |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                   |
| Origine             | Coniglio                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                   |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA          |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                       |
| SWISS               | Q92736                                  |
| Peso proteico       | 565kDa                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                   |