


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ryr2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Numero articolo: CM0016359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'RYR2 umano (UniProt Q92736). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio cardiaco e sull'aritmia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RYR2 Rabbit pAb
Note/Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6262
GeneID	6262
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 4868-4967 dell'RYR2 umano (NP_001026.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Accessione UniProt	Q92736
Peso Proteico	565 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio