

Anticorpo Monoclonale Anti-S100A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Numero articolo: CM0006908



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-S100A1 umano validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva S100A1 in campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante, proteina di 11 kDa legante il calcio, ideale per la ricerca cardiaca e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100/S100A1 Rabbit mAb
Note/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	6271
Immunogeno	Proteina ricombinante di S100/S100A1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23297
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante