

Anticorpo Monoclonale Anti-S100A10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60903

Numero articolo: CM0003642



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina S100A10 umana (p11, catena leggera della calpattina I). Convalidato per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Uno strumento essenziale per studiare la dimerizzazione di ANXA2 e la regolazione della fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A10 Rabbit mAb
Note/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Specie	Umana
GeneID (umano)	6281
GeneID	6281
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-97 della proteina S100A10 umana (P60903).
Origine	Coniglio
Categoria	
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P60903
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio