

Anticorpo Monoclonale Anti-S100A11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31949

Numero articolo: CM0002486

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro S100A11 umano, adatto per applicazioni Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Progettato per la ricerca sulla differenziazione dei cheratinociti e i processi di cornificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A11 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6282
GeneID	6282
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P31949
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio