


Anticorpo Policlonale Anti-S100A11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P31949

Numero articolo: CM0021443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza la S100A11 (calgizzarina) umana. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per studi sulla differenziazione dei cheratinociti e sulla cornificazione. Reagente affidabile per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A11 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Specie	Umana
GeneID (umano)	6282
GeneID	6282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 della S100A11 umana (NP_005611.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P31949
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio