


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-S100A11 [Validato Ko] Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P31949

Numero articolo: CM0025976



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-S100A11 di alta qualità validato per esperimenti di knockout (KO). Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA in campioni umani. Mira alla calgizzarina coinvolta nella differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] S100A11 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
Specie	Umano
GeneID	6282
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 della proteina S100A11 umana (NP_005611.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31949
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio