


## Anticorpo Policlonale Anti-S100A12 Per Ihc-P, Elisa - P80511

Numero articolo: CM0017730



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A12 (EN-RAGE, calgranulina-C), validato per IHC-P e ELISA su campioni umani. Ideale per lo studio dei processi infiammatori e della segnalazione degli alarmini. Peso molecolare 10 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | S100A12 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12                                                                             |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| ID Gene (Umana)     | 6283                                                                                                                            |
| ID Gene             | 6283                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della S100A12 umana (NP_005612.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umana                                                                                                                           |
| SWISS               | P80511                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 10 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |