

Anticorpo Policlonale Anti-S100A12 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80511

Numero articolo: CM0030487



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina S100A12 umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce S100A12, una proteina legante il calcio coinvolta nell'infiammazione; ideale per la ricerca in immunologia e malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A12 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6283
GeneID	6283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della S100A12 umana (NP_005612.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P80511
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Ghiaccio secco