

Mab Di Coniglio Anti-S100A12/Cgrp Per Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Numero articolo: CM0005569



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina umana S100A12/CGRP, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sull'infiammazione e sulla risposta immunitaria. Immunogeno ricombinante, 10 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-S100A12/CGRP
Note/Alias	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6283
ID Gene	6283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della S100A12/CGRP umana (NP_005612.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P80511
Peso proteico	10 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio