

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-S100A16 Per Wb, Elisa - Q96Fq6

Numero articolo: CM0023350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A16 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'adipogenesi, sulla segnalazione del calcio e sulla ricerca di biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio S100A16
Note/Alias	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	140576
ID Gene	140576
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96FQ6
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio