


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-S100A3 Per Wb E Elisa - P33764

Numero articolo: CM0025029



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio S100A3 validato per WB e ELISA, che reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglia S100A3, una proteina legante calcio/zinco coinvolta nella differenziazione della cuticola dei capelli. Ideale per la biologia della pelle e la ricerca sui capelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A3 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	S100E; S100A3
Specie	Umano
GeneID	6274
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-101 di S100A3 umano (NP_002951.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P33764
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio