


Anticorpo Policlonale Anti-S100A6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06703

Numero articolo: CM0024253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A6 umano (Calciolina) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sul cancro. Ideale per l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100A6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Specie	Umano
GeneID (umano)	6277
GeneID	6277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 della S100A6 umana (NP_055439.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06703
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio