


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-S100A6 (Validato Per Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - P06703

Numero articolo: CM0028378



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A6 umano, validato tramite knockout, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. È coinvolto nella segnalazione del calcio, nella riorganizzazione del citoscheletro e nella motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato per KO] S100A6 Rabbit pAb
Note/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6277
GeneID	6277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di S100A6 umano (NP_055439.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06703
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio