

Anticorpo Policlonale Anti-S100A7/Psoriasin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Numero articolo: CM0022969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100A7/Psoriasin umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 2-101), rileva una proteina di 11 kDa. Ideale per lo studio dell'epidermide psoriasica e del carcinoma squamoso cutaneo (SCC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A7/Psoriasin Rabbit pAb
Note / Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Specie	Umana
ID gene	6278 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-101 di S100A7/Psoriasin umano (NP_002954.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P31151
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio