

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-S100A7/Psoriasina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Numero articolo: CM0006722



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro S100A7/Psoriasina umana (SWISS: P31151). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulla psoriasi e sul carcinoma a cellule squamose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A7/Psoriasina Rabbit mAb
Note/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasina
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6278
ID gene	6278
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P31151
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio