

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-S100A7/Psoriasin Per Ihc-P, Elisa - P31151

Numero articolo: CM0024150



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la proteina S100A7/Psoriasin umana, una proteina legante il calcio altamente sovraregolata nell'epidermide psoriasica. Convalidato per IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. ~11 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A7/Psoriasin Rabbit pAb
Note/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6278
GeneID	6278
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-101 della S100A7/Psoriasin umana (NP_002954.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31151
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio