


Anticorpo Policlonale Anti-S100A8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Numero articolo: CM0017546



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting S100A8 umano, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi su infiammazione, immunità e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100A8 Rabbit pAb
Note/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Specie	Umano
GeneID (umano)	6279
GeneID	6279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-93 di S100A8 umano (NP_002955.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05109
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio