


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-S100A8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05109

Numero articolo: CM0003026



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit S100A8 per WB, IHC-P, ELISA. Rileva S100A8 (MRP8, Calgranulina-A) umano, di topo e di ratto, un mediatore infiammatorio chiave. Ideale per l'immunologia e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100A8 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6279
ID gene	6279
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-93 della proteina S100A8 umana (P05109).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05109
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata