


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-S100A8 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109

Numero articolo: CM0019461



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio anti-S100A8 riconosce S100A8 (calgranulina-A/MRP8) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Perfetto per lo studio dei processi infiammatori, della risposta immunitaria e dei biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100A8 Rabbit pAb
Note/Alias	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6279
GeneID	6279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-93 della S100A8 umana (NP_002955.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05109
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio