


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-S100A9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31725

Numero articolo: CM0018762



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio S100A9 rileva la calgranulina-B (MRP-14, p14) in campioni di topo e umani. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Il bersaglio è un regolatore chiave dell'infiammazione e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S100a9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alternativi	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6280
GeneID (Topo)	20202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 della S100a9 di topo (NP_033140.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P31725
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio