

Anticorpo Policlonale Anti-S100A9 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06702

Numero articolo: CM0030499



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità contro S100A9 umana (calgranulina-B, MRP14), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	S100A9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
Specie	Umano
GeneID (umano)	6280
GeneID	6280
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 20-114 della S100A9 umana (NP_002956.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P06702
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio