


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-S100B Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

Numero articolo: CM0018089



introduzione

S100B Rabbit pAb è un anticorpo policlonale derivato da coniglio, che mira alla proteina S100B umana. Consigliato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Peso proteico ~11 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	S100B Rabbit pAb
Note/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6285
GeneID	6285
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di S100B umana (NP_006263.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04271
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio