


Anticorpo Policlonale Anti-S100P Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25815

Numero articolo: CM0018422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100P umano (MIG9), validato per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Eccellente per studi sulla segnalazione del calcio, biogenesi dei microvilli e adenocarcinoma duttale pancreatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	S100P Rabbit pAb
Note/Alias	MIG9; S100P
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6286
GeneID	6286
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P25815
Peso Molecolare Proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio