


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-S100P Per Wb, If/Icc Ed Elisa - P25815

Numero articolo: CM0002054



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla proteina S100P umana, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Immunogeno ricombinante; rileva S100P nelle applicazioni di ricerca sulla segnalazione del calcio e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | S100P mAb Coniglio                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | MIG9; S100P                                                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 6286                                                                                                                         |
| GeneID              | 6286                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-95 della S100P umana (NP_005971.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS               | P25815                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 10kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |