

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-S100/S100A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23297

Numero articolo: CM0007012



introduzione

Questo Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-S100/S100A1 è validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la S100A1 umana, murina e rat, una proteina legante il calcio cruciale per la regolazione dei cardiomiociti e l'omeostasi del Ca^{2+} .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	S100/S100A1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6271
GenelD	6271
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-94 della S100/S100A1 umana. (NP_006262.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P23297
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio