

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-S100/S100A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Numero articolo: CM0016294



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro S100/S100A1 umano per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce proteine umane, murine e di ratto. S100A1 è una proteina cardiaca legante il calcio che regola l'omeostasi del Ca^{2+} .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S100/S100A1 Rabbit pAb
Note/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	6271
ID del gene	6271
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-94 di S100/S100A1 umano (NP_006262.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P23297
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante