

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-S1Pr2 Per Wb Ed Elisa - O95136

Numero articolo: CM0019536



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro S1PR2 umano (O95136), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione S1P, sui GPCR e sulla perdita dell'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	S1PR2 Rabbit pAb
Note/Alias	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFN68; Gpcr13; S1PR2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9294
GeneID	9294
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-353 di S1PR2 umano (NP_004221.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O95136
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante