


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-S1Pr3 Per Wb, Elisa - Q99500

Numero articolo: CM0002339



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-S1PR3 di alta qualità validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con S1PR3 (EDG3) umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione del recettore della sfingosina-1-fosfato e i relativi processi biologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio S1PR3
Note/Alias	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1903
GeneID	1903
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di S1PR3 umano (Q99500).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99500
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio