


Anti-S1Pr5 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H228

Numero articolo: CM0018987



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio S1PR5 per WB e ELISA. Bersaglia il recettore 5 della sfingosina 1-fosfato umano (EDG8), un GPCR coinvolto in diversi processi fisiologici. Per studi di neuroscienze e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	S1PR5 Rabbit pAb
Note/Alias	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
Specie	Umano
Gene ID	53637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 307-398 di S1PR5 umano (NP_110387.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H228
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio