

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Proteina Ribosomiale S6 (Rps6) Per Wb, If/Icc, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0002765



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RPS6 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina ribosomiale 40S eS6 da 29 kDa. Ideale per studi sulla traduzione e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteina ribosomiale S6 (RPS6) mAb di coniglio
Note/Alias	S6; eS6; Proteina ribosomiale S6 (RPS6)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6194
ID gene	6194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 della RPS6 umana (NP_001001.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio