


Anticorpo Policlonale Anti-Saa1 Per Wb E Elisa - P0DJi8

Numero articolo: CM0015370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla SAA1 umana (Siero Amiloide A1). Validato per applicazioni WB e ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine di fase acuta e sull'amiloidosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SAA1 Coniglio pAb
Note/Alias	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6288
GeneID	6288
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della SAA1 umana (NP_000322.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DJJ8
Peso Proteico	12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio