

Anticorpo Policlonale Anti-Saal1 Per Wb, Elisa - Q96Er3

Numero articolo: CM0014377

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SAAL1 (SPACIA1) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla proliferazione dei fibroblasti sinoviali e l'artrite infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAAL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SPACIA1; SAAL1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	113174
GenelD	113174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-474 di SAAL1 umano (NP_612430.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96ER3
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio