


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sae1 Per Wb Ed Elisa - Q9Ube0

Numero articolo: CM0003310



introduzione

SAE1 Rabbit mAb validato per WB, ELISA. Mira all'SAE1 umano (subunità 1 dell'enzima attivante SUMO), un enzima E1 chiave nella SUMOilazione, essenziale per la regolazione delle proteine nucleari e la progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SAE1 Rabbit mAb
Note/Alias	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10055
GeneID	10055
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 dell'SAE1 umano (Q9UBE0).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UBE0
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio