


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sae1 Per Wb, Elisa - Q9Ube0

Numero articolo: CM0030252



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina umana SAE1 (subunità 1 dell'enzima SUMO-attivante). Adatto per Western blot e ELISA, rileva la proteina SAE1 umana e murina. Per studi sulla SUMoilazione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAE1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10055
GeneID	10055
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-346 della SAE1 umana (NP_005491.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UBE0
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio