

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Safb Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15424

Numero articolo: CM0007022

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-SAFB validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e il corepressore del recettore estrogenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAFB Rabbit mAb
Note/Alias	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Specie	Umana
GenelD (Umana)	6294
GenelD	6294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 815-915 della SAFB umana (NP_002958.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15424
Peso proteico	103 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio