

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Safb2 Per Wb, Elisa - Q14151

Numero articolo: CM0027038

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-SAFB2 convalidato per Western blot e ELISA. Rileva SAFB2 (~107 kDa) in campioni umani, di topo e ratto. Bersaglia un fattore di attacco a scaffold B2 coinvolto nell'organizzazione della cromatina e nella regolazione della trascrizione. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAFB2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SAFB2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9667
GeneID	9667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di SAFB2 umana (NP_055464.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14151
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio