

Anticorpo Policlonale Anti-Safb2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

Numero articolo: CM0015301

introduzione

SAFB2 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale per WB, IHC-P, ELISA, rileva SAFB2 umano, di topo e ratto, un fattore di attacco dell'impalcatura coinvolto nella repressione del recettore degli estrogeni e nell'inibizione della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SAFB2 Rabbit pAb
Note/Alias	SAFB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9667
GeneID	9667
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di SAFB2 umano (NP_055464.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14151
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio