

Anticorpo Policlonale Anti-Sag (S-Arrestina) - P10523

Numero articolo: CM0016965

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SAG umana (S-arrestina) per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione della rodopsina e della retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SAG Rabbit pAb
Note/Alias	RP47; RP96; S-AG; SAG
Specie	Uomo
GeneID	6295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-405 della SAG umana (NP_000532.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P10523
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante