

Anticorpo Monoclonale Anti-Sall4 Per Ihc-P Ed Elisa - Q9Ujq4

Numero articolo: CM0005886



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce Sall4 umano per applicazioni IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sul mantenimento delle cellule staminali e sulla leucemia. Reagisce in modo crociato con l'umano. ~112 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Sall4
Note/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Specie	Umano
GeneID (umano)	57167
Immunogeno	Proteina ricombinante di Sall4 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UJQ4
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio