

Anticorpo Policlonale Anti-Sall4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujq4

Numero articolo: CM0018839



introduzione

Questo anticorpo policlonale anti-Sall4 di coniglio si rivolge a Sall4 umano (UniProt Q9UJQ4), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto, a supporto della ricerca sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Sall4
Osservazioni/Alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57167
GeneID	57167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 853-1053 di Sall4 umano (NP_065169.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJQ4
Peso Molecolare Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio