

Anticorpo Monoclonale Anti-Samhd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3Z3

Numero articolo: CM0006074



introduzione

mAb di coniglio anti-SAMHD1 validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata umana. Targetizza la deossinucleoside trifosfato trifosfoidrolasi coinvolta nella difesa antivirale e nella riparazione del DNA; adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SAMHD1
Note/alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1
Specie	Umana
ID gene	25939
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 527-626 della SAMHD1 umana (NP_056289.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y3Z3
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante