

Anticorpo Monoclonale Anti-Samm50 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y512

Numero articolo: CM0004966



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al SAMM50 umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SAMM50 Rabbit mAb
Note/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Specie	Umano
GeneID	25813
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del SAMM50 umano (Q9Y512).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y512
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio