

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sap130 Per Wb, Elisa - Q9H0E3

Numero articolo: CM0017889

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro SAP130 umano, validato per WB e ELISA con reazione crociata verso il topo. Ideale per studiare la repressione trascrizionale e la funzione del complesso mSin3A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAP130 Rabbit pAb
Note/Alias	SAP130
Specie	Umano
ID gene (Umano)	79595
ID gene	79595
Immunogeno	Proteina ricombinante/proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 819-1048 di SAP130 umano (NP_078821.2)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	Q9H0E3
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio