


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sar1B Per Wb, Elisa - Q9Y6B6

Numero articolo: CM0030917



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SAR1B umano (SWISS: Q9Y6B6). Validato per WB ed ELISA. Mira alla piccola GTPasi del rivestimento COPII coinvolta nel trasporto ER-Golgi e nel traffico delle lipoproteine. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SAR1B Rabbit pAb
Note/Alias	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51128
GeneID	51128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-198 di SAR1B umano (NP_057187.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y6B6
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio