

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sarcospan (Sspn) Per Wb - Q14714

Numero articolo: CM0013698

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Sarcospan (SSPN) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto alla ricerca sul complesso distrofina-glicoproteine e sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SSPN Rabbit pAb
Note/alias	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
Specie	Uomo
GeneID	8082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 della SSPN umana (NP_005077.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14714
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante