

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sardh Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI12

Numero articolo: CM0028925

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la SARDH umana (sarcina deidrogenasi). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale della colina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARDH Rabbit pAb
Note/Alias	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1757
ID gene	1757
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-560 della SARDH umana (NP_009032.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UL12
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio