

Anticorpo Monoclonale Anti-Sarm1 Per Wb, Elisa - Q6Pds3

Numero articolo: CM0007083

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo mirato a Sarm1, validato per WB ed ELISA. Rileva la Sarm1 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sulla degenerazione assonale e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sarm1 Mouse mAb
Osservazioni/Alias	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	23098
Gene ID	237868
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della Sarm1 murina (NP_766383.2).
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6PDS3
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio