


Anticorpo Policlonale Anti-Sarm1 Per Wb, Ip, Elisa - Q6Szw1

Numero articolo: CM0022419



introduzione

Anticorpo policlonale anti-SARM1 di alta qualità prodotto in coniglio per Western blot, IP ed ELISA. Rileva SARM1 umano, una NAD⁺ idrolasi chiave nella morte assonale programmata e nella segnalazione immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARM1 Rabbit pAb
Note/Alias	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	23098
ID del gene	23098
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 625-724 di SARM1 umano (NP_055892.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6SZW1
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante